

Návlek pro měření Holter-EKG u zvířat

Svobodová I.¹, Jebavý L.¹, Gardiánová I.¹, Kvapil R.², Velkoborská L.², Papežová M.³, Chaloupková H.⁴

¹FAPPZ, ČZU v Praze, ²Veterinární klinika spol. s r. o., ³SVOPAP vzdělávací centrum s. r. o., ⁴VÚŽV Uhřetíněves

**Užitný vzor
2009-21715**
se týká návleku
na měření
Holter-EKG
u zvířat v běžné
veterinární
praxi.



HOLTER-EKG

– návlek s otvory pro hrudní končetiny, zavírací systém upevňuje návlek na hřbetě, opatřen alespoň jednou kapsou pro kabely a záznamník

NÁVLEK

– bavlněná textilie s pružně olemovanými otvory

UPÍNACÍ SYSTÉM

– posunovací přezky na popruzích, možnost posunu a regulace dle naměřené velikosti zvířete



→ Spolehlivá ochrana elektrod a kabelů, pevné umístění Holter-EKG na 24 hodin v praxi zajišťuje kvalitní záznam EKG po celou dobu snímání.

→ Návlek je zvířaty velmi dobře snášen, samovolně si jej nesvlékají.

→ Snadné použití pro různě velká zvířata.